


ボ ナ
エア・パルスオキシメータ **bona5005**



ユビックス社製 MRI室用生体情報モニタ
DENALI 6168 μ 専用



●DENALI6168 μ *のワイヤレス型
SpO₂プローブが登場

3.0Tまでの環境で使用可能。
測定データはDENALI6168 μ *へ送信され、
機能的酸素飽和度(SpO₂)、脈拍数(Pulse)を確認できます。
*DENALI6168 μ 型式「DNL μ II」のみ対応します。



●付替え式プローブホルダ

フレキシブル光ファイバープローブと共通ホルダで、対象者によってホルダを付替えて測定ができます。



※本カタログに掲載の形状・仕様は予告なく変更することがあります。
※画像はイメージです。実際のカラーと若干異なる場合がございます。

エア・パルスオキシメータbona5005

本体 ※ユビックス社製MRI室用生体情報モニタ「DENALI6168μ」が別途必要です。（型式表記「DNLμⅡ」のみ）

品名	販売名	型式	JANコード
本体	エア・パルスオキシメータbona5005	bona5005-po	4582343412208

※ACアダプタ、シリコンケースを含みます。

各種プローブホルダ ※単品での販売も可能です。

品名	販売名	型式	JANコード
プローブホルダ	成人/小児用指ホルダー(1個)	DNL-AP-fhd	4582343420364
	小児/乳幼児用指ホルダー(1個)	DNL-PI-fhd	4582343420371
	乳幼児用指ホルダー(2個入)	DNL-lpFHD-OP	4582343420357
	新生児用足甲ホルダー(2個入)	DNL-NnFHD-OP	4582343420395

販売名 エア・パルスオキシメータ bona5005
一般的名称 テレメトリー式パルスオキシメータ送信機
医療機器認証番号 306AGBZX00081000
JMDNコード 37353000
クラス分類 管理医療機器（クラスⅡ） 特定保守管理医療機器
寸法・重量 W96×H31.8× L600(mm) 250g
使用環境 3.0TまでのMR装置環境下
 周囲温度範囲：10℃~35℃
 相対湿度範囲：30~75%、ただし結露しないこと
 気圧範囲：700hpa~1060hpa
測定項目 機能的酸素飽和度（SpO₂）、脈拍数(Pulse)
測定方式 2 波長吸光度法
連続動作時間 約36時間（充電時間：約5時間）

〈併用医療機器〉
販売名 デナリ
一般的名称 多項目モニタ
医療機器認証番号 226AGBZX00105000



ユビックスとは…
医療機器の専門メーカーとして2004年にスタート。
お客様のご期待にお応えする製品作りを目指し、
充実のプロダクトラインとアフターサービスを
お届けしています。

made in Japan
企画開発から販売、修理まで国内で対応。
お客様の大切な医療機器を、末永くご使用いただくための
アフターサービスも充実しています。

